

## ceramus® 環保型分注器



1. 耐酸鹼及有機溶劑
2. 專利的兩側視窗設計，可輕易察覺氣泡的存在
3. 新增迴流閥設計，避免試劑的流失
4. 附有三個轉接頭，可直接安置於大部分的試藥瓶上，分注迅速、安全、精確
5. 所有與液體接觸部分為硼矽玻璃、陶瓷 ECTFE、FEP、PTFE 等材質
6. 耐撞擊的塑膠披覆外殼保護內部玻璃量筒

7. 階梯式調整容量，精準設定
8. 市面上唯一活塞採用氧化鋁材質的品牌（99.7% pure Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）
9. 一活塞堅固耐用，不必擔心會有刮痕或磨損的問題
10. 一塑膠材質（fluor plastics）的活塞硬度不高，在使用上有較順暢的感覺。但根據測試，在長期使用有機溶劑下，其會有軟化的現象出現，而導致嚴重的誤差。
11. 一無 4°C-50°C 所產生的熱膨脹問題
12. 所有材質皆符合滅菌標準，121°C/2bar
13. 符合 DIN/ISO 9000 品質認證，每支都有序號及原廠證書



Order-no.	Volume ml	Division ml	R%	CV%
9312000	0.2 - 1.0	0.05	0.6	0.2
9322000	0.4 - 2.0	0.05	0.5	0.1
9332000	1.0 - 5.0	0.10	0.5	0.1
9342000	2.0 -10.0	0.25	0.5	0.1
9352000	5.0 -30.0	0.50	0.5	0.1
9362000	10.0 -60.0	1.00	0.5	0.1
9345000	Amber glass bottle 1000ml			
9315200	Amber glass bottle 2500ml			