

NEW solarus®
太陽能數字式滴定器



Federal Ministry of the Environment,
Nature Protection and Nuclear Safety

1. 世界上第一台具環保的滴定器，也是第一台獲得國際BLUE ANGEL"環保標章"的產品
2. 使用**太陽能面板供電**，不會再有低電量或充電的問題
3. **新增迴流閥設計**，避免試劑的流失，雙重環保概念
4. 安全、精確，無傳統式滴定管讀取液面之誤差問題
5. 大型液晶顯示幕，**數字顯示到 0.01ml**
6. **累積的滴定量可達 99.99ml**
7. 機身可 360 旋轉，調整至試藥瓶的正面
8. 校正簡易快速，可切換預設值及設定值
9. 附有三個轉接頭 A32、A38、S40，可直接安置於大部分的試藥瓶上
10. 符合 DIN/ISO 9000 品質認證，每支都有序號及原廠證書

Order-no.	Volume ml	R%	CV%
9392020	20	0.2	0.1
9392050	50	0.2	0.1
9315200	Amber glass bottle 2500ml		